

耐雨(水)試驗機/耐塵(浮塵)試驗機



◆耐雨(水)試驗機說明

本試驗機乃專門測試汽車零件於濕氣、灑水、噴水、浸水後檢驗該材料之耐濕及耐水性。

◆耐塵(浮塵)試驗機說明

本試驗機乃專門測試汽車零件、電機開關、電器附件等產品對於灰塵流或浮塵之附塵性或耐塵性。

■耐雨(水)試驗機規格表

型號	RT-1000			
	R1	R2	S1	S2
內箱尺寸	W100xD150xH100cm			
外箱尺寸	W200xD120xH193cm(參考尺寸)			
試驗壓力	0.1 kg/cm ²	0.3 kg/cm ²	1.0 kg/cm ²	3.0 kg/cm ²
水流量	1.9 L/min	3.2 L/min	24.5 L/min	39.4 L/min
水源	自來水			
試品架轉速	約4~17r.p.m			
灑水器轉速	約23r.p.m			
電源	AC 3Ø220V 60Hz/3Ø380V 50Hz			

■耐塵(浮塵)試驗機規格表

型號	DT-1000			
	F1	F2	F3	C
內箱尺寸	W100xD100xH100cm			
外箱尺寸	W150xD120xH188cm(參考尺寸)			
試驗溫度	25~40°C (自然溫度, 無控制)			
試驗濕度	45~85%RH (自然溫度, 無控制)			
灰塵濃度	60000 g/m ³	3000 g/m ³	100 g/m ³	100~500 g/m ³
噴塵週期	1sec~99 hr/1sec~99 hr			
氣源	3~5 kg/cm ²			
電源	AC 3Ø220V 60Hz/3Ø380V 50Hz			

泰琪科技股份有限公司 TAICHY TECHNOLOGY LTD.

總公司：南投市南崗工業區工業北路35號
TEL:886-49-2250833 FAX:886-49-2250836
http://www.terchy.com.tw e-mail:terchy@ms10.hinet.net

- 東莞常平廠 TEL:86-769-83399201 FAX:86-769-83390470
- 江蘇蘇州廠 TEL:86-512-65229960 FAX:86-512-65228273
- 台北分公司 TEL:886-2-27292605 FAX:886-2-27206170
- 新竹辦事處 TEL:886-3-5267813 FAX:886-3-5263735
- 台南分公司 TEL:886-6-3303189 FAX:886-6-3387185